



## LiSSa

### Sedimentprobenahmegerät

Mit dem Probennehmer *LiSSa* ermöglichen wir tauchenden Wissenschaftlern die einfache und sichere Entnahme von annähernd ungestörten Sedimentkernen nach einem bewährten Prinzip.

#### Technische Daten

##### Verfügbare Längen des Probenzylinders:

- 100 cm
- 200 cm
- Sondermaße bis 200 cm auf Anfrage

##### Verfügbare Nenndurchmesser (DN):

- 32 mm
- 50 mm

##### Material:

- PVC (Probenahmezylinder)
- Kernfangringe je nach Ausführung



#### Zubehör

- Verschlusskappen DN 32 und 50
- Kernfangringe DN 32 und 50 für diverse Korngrößen
- Hebesack zum Bergen der Liner bei größeren Kernlängen und adhesivem Probenmaterial

